

# Contec CyChlor

## Acido ipocloroso stabilizzato miscelato con acqua purificata

Contec CyChlor è un nuovo disinfettante ad ampio spettro studiato per la disinfezione quotidiana delle superfici.

Costituito da una miscela pronta all'uso di acido ipocloroso e acqua purificata, efficace su batteri e lieviti in 3 minuti di tempo di contatto.

Filtrato a 0.2 micron e riempito in ambiente asettico di grado A.

Fornito in doppio imballo per facilitare l'ingresso in cleanroom.

Disponibile in flaconi da litro con trigger o tappo a vite e in taniche da 5 litri con tappo a vite.



Caratteristiche principali	Benefit
Disinfettante ad ampio spettro efficace in 3 minuti	La rapidità di azione garantisce la massima efficacia del prodotto e riduce i tempi di biodecontaminazione delle superfici
Filtrato a 0,2 micron in camera bianca di grado B sotto flusso laminare di grado A	Garanzia per un prodotto privo di contaminazioni e particelle
Disponibile anche sterile	Compatibile per cleanroom di grado A e B
Non contiene ammonio quaternario o surfactanti	Residuo molto basso sulle superfici, di facile rimozione
Nessuna classificazione di pericolo	Non richiede l'utilizzo di particolari dispositivi di sicurezza e non sono richieste misure speciali per lo smaltimento
Odore leggero e gradevole	Ben tollerato dagli operatori
Il trigger può essere settato in posizione "jet" o "spray"	Possibilità di scegliere la quantità e tipologia di spruzzo secondo esigenza
Doppio imballo con apertura "easy tear"	Ogni busta è semplice da aprire anche indossando in guanti e il doppio imballo garantisce la corretta introduzione del disinfettante in cleanroom
Non classificato come corrosivo	Può essere utilizzato in sicurezza in tutte le aree critiche e su tutte le superfici

## Specifiche tecniche

<i>Concentrazione</i>	600 ppm di acido ipocloroso in acqua purificata, pronto all'uso
<i>Filtrazione</i>	0.2 micron
<i>Packaging</i>	Doppio imballo in buste di polietilene con apertura "easy tear"
<i>Certificati</i>	Certificati di analisi e sterilità rilasciati per ogni lotto
<i>Shelf life</i>	Due anni di validità per il prodotto chiuso, 6 mesi in uso ((trigger).



## Efficacia testata

Test	Descrizione	Riduzione Logaritmica	Tempo
<b>EN1276 (Attività battericida in vitro)</b>	E. hirae	> 5.26	3 min
	S. aureus	> 5.34	3 min
	P. aeruginosa	> 5.24	3 min
	E. coli	> 5.30	3 min
<b>EN1650 (Attività fungicida in vitro)</b>	C. albicans	> 4.12	3 min
<b>EN13697 (Attività sulle superfici in acciaio)</b>	E. hirae	> 5.43	3 min
	S. aureus	> 4.00	3 min
	P. aeruginosa	> 5.56	3 min
	E. coli	> 5.16	3 min
	C. albicans	> 4.36	3 min

## FORMATI DISPONIBILI

CODICE	Descrizione	Packaging
<b>SBT100CC</b>	Contec Sterile CyChlor 1L Trigger Spray	6 x 1 litro
<b>SBC100CC</b>	Contec Sterile CyChlor 1L con tappo a vite	6 x 1 litro
<b>SBC500CC</b>	Contec Sterile CyChlor 5L con tappo a vite	2 x 5 litri
<b>FBT100CC</b>	Contec CyChlor 1L Trigger Spray	6 x 1 litro
<b>FBC100CC</b>	Contec CyChlor 1L con tappo a vite	6 x 1 litro
<b>FBC500CC</b>	Contec CyChlor 5L con tappo a vite	2 x 5 litri