

Contec Alcohol Filtrato

70% v/v di isopropanolo o etanolo denaturato e al 30% di acqua purificata

Gli alcool di Contec sono miscele al 70% v/v di isopropanolo o etanolo denaturato e al 30% di acqua purificata. La miscela alcolica è filtrata a 0.2 micron, riempita e confezionata in camera bianca di classe C (ISO Classe 7).

L'etanolo di Contec viene denaturato solo con IPA, creando un prodotto quasi senza residui.

E' fornito come spruzzatore a pistola da 0.5L o 1L con un sistema di protezione, che ne preserva la sterilità durante l'uso, oppure in flaconi da 5L chiusi con tappo a vite per aree più ampie.

Il fascicolo di Contec per il BPR dell'UE relativo a tutti i prodotti contenenti una soluzione al 70% di IPA, ha ricevuto l'autorizzazione europea dal comitato sui biocidi dell'ECHA. Tutti i prodotti IPA di Contec, comprese le salviette preimbevute, sono autorizzati per la vendita in tutti i paesi dell'UE. Il numero di autorizzazione per la famiglia di prodotti è EU-0020460-0000.



Caratteristiche	Vantaggi
Filtrato a 0.2 micron in camera bianca di classe C	<ul style="list-style-type: none">• Assicura che l'alcool sia privo di particelle e altri contaminanti
Nessun denaturante oltre l'IPA	<ul style="list-style-type: none">• Privo completamente di residui
Spruzzatore a pistola e sistema di protezione "bag in bottle"	<ul style="list-style-type: none">• Protegge il contenuto del flacone dalla contaminazione esterna durante l'uso• Non c'è bisogno di gettare il prodotto inutilizzato durante il periodo di validità• I flaconi possono essere completamente svuotati eliminando gli sprechi
Spruzzatore a pistola impostabile a getto o a spray	<ul style="list-style-type: none">• Le grandi dimensioni delle goccioline riducono il rischio di inalazione e forniscono una buona copertura superficiale
Doppio involucro a strappo lineare	<ul style="list-style-type: none">• Ogni busta è semplice da aprire anche con indosso i guanti• Facilita la disinfezione per trasferimento nelle camere bianche

Per maggiori informazioni o per richiedere un campione, email infoeu@contecinc.com o telefono + 33 (0) 2 97 43 76 98.

Copyright© 2022 Contec, Inc. All rights reserved. INT214 110422

Contec
Vannes
France
Tel: +33(0) 2 97 43 76 98

Contec Inc
Spartanburg, SC
United States
Tel: +1 (864) 503-8333

Contec Cleanroom Technology (Suzhou) Co. Ltd
Suzhou
China
Tel: +86-512-6274 4050

 **CONTEC**[®]

Specifiche

70% v/v di isopropanolo o etanolo denaturato e al 30% di acqua purificata

Pronto all'uso e con una validità di 3 anni

Filtrato a 0.2 micron di una camera bianca di classe C

Doppia busta in polietilene a strappo lineare

Spruzzatore a pistola con opzione getto o spray

Certificati di analisi forniti con ogni lotto

Su richiesta sono disponibili le informazioni complete sugli studi di efficacia, tra cui EN1276, EN1650 e EN13697.

Applicazione del Prodotto

E' subito pronto all'uso, può quindi essere utilizzato direttamente sulla superficie garantendo una copertura uniforme. Rimuovere fisicamente i contaminanti dalla superficie utilizzando un panno per camera bianca appropriato e una tecnica di pulizia consigliata per un controllo ottimale della contaminazione.

Codice.	Descrizione	Imballo
FBT170I	Contec IPA 1L con spruzzatore a pistola	6 x 1L
FBC570I	Contec IPA 5L con tappo a vite	2 x 5L
FBT170DE	Contec Denatured Ethanol con spruzzatore a pistola	6 x 1L
FBC570DE	Contec Denatured Ethanol 5L con tappo a vite	2 x 5L

Utilizza i biocidi in sicurezza. Leggi sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell'utilizzo.