



Contec Sterile Alcohol con Basso Livello di Endotossine

70% di isopropanolo o etanolo denaturato e al 30% di acqua per preparazioni iniettabili o acqua purificata

Gli alcool sterili di Contec sono miscele al 70% v/v di isopropanolo o etanolo denaturato e al 30% di acqua per preparazioni iniettabili o acqua purificata.

La miscela alcolica è filtrata a 0.2 micron, riempita e confezionata in camera bianca di classe C (ISO Classe 7). Questa produzione pulita accoppiata con acqua per preparazioni iniettabili o acqua depurata porta a una miscela alcolica dal contenuto garantito di endotossine inferiore a 0,25 EU / ml.

L'etanolo di Contec viene denaturato solo con IPA, creando un prodotto quasi senza residui. L'alcool sterile di Contec è sottoposto a irradiazione gamma usando un processo validato a non meno di 25 kGy.

E' fornito come spruzzatore a pistola da 0.5L o 1L con un sistema di protezione, che ne preserva la sterilità durante l'uso, oppure in flaconi da 5L chiusi con tappo a vite per aree più ampie.

Il fascicolo di Contec per il BPR dell'UE relativo a tutti i prodotti contenenti una soluzione al 70% di IPA, ha ricevuto l'autorizzazione europea dal comitato sui biocidi dell'ECHA. Tutti i prodotti IPA di Contec, comprese le salviette preimbevute, sono autorizzati per la vendita in tutti i paesi dell'UE. Il numero di autorizzazione per la famiglia di prodotti è EU-0020460-0000.



Caratteristiche	Vantaggi
Livello di endotossine garantito <0.25EU/ml	<ul style="list-style-type: none">• Adatto per l'uso in aree a contatto con il prodotto.
Produzione GMP sotto cappa a flusso laminare in classe A all'interno di una camera bianca di classe C	<ul style="list-style-type: none">• Assicura che l'alcool, il flacone e il confezionamento sia privo di particelle e altri contaminanti
Nessun denaturante oltre l'IPA	<ul style="list-style-type: none">• Privo completamente di residui
Spruzzatore a pistola e sistema di protezione "bag in bottle"	<ul style="list-style-type: none">• Protegge il contenuto del flacone dalla contaminazione esterna durante l'uso• I flaconi possono essere completamente svuotati eliminando gli sprechi
Spruzzatore a pistola impostabile a getto o a spray	<ul style="list-style-type: none">• Le grandi dimensioni delle goccioline riducono il rischio di inalazione e forniscono una buona copertura superficiale
Confezionato con doppio o triplo involucro a strappo lineare	<ul style="list-style-type: none">• Ogni busta è semplice da aprire anche con indosso i guanti• Facilita la disinfezione per trasferimento nelle camere bianche
Sterilizzato tramite irradiazione gamma	<ul style="list-style-type: none">• Sldoneo per camere bianche di classe A e B

Per maggiori informazioni o per richiedere un campione, email infoeu@contecinc.com o telefono + 33 (0) 2 97 43 76 98.

Copyright© 2022 Contec, Inc. All rights reserved. INT214110422

Contec
Vannes
France
Tel: +33(0) 2 97 43 76 98

Contec Inc
Spartanburg, SC
United States
Tel: +1 (864) 503-8333

Contec Cleanroom Technology (Suzhou) Co. Ltd
Suzhou
China
Tel: +86-512-6274 4050

 **CONTEC**[®]

Specifiche

Spruzzatore a pistola

70% v/v di isopropanolo o etanolo denaturato e al 30% in acqua per iniettabili

Pronto all'uso e con una validità di 3 anni

è filtrata a 0.2 micron

Contenuto garantito di endotossine inferiore a 0,25 EU / ml.

Confezionato con triplo involucro a strappo lineare

Spruzzatore a pistola con opzione getto o spray

Sterilizzato per irraggiamento gamma a non meno di 25 kGy

I certificati di irradiazione, sterilità e limite di endotossine sono forniti con ogni lotto.

Su richiesta sono disponibili le informazioni complete sugli studi di efficacia, tra cui EN1276, EN1650 e EN13697

Con tappo a vite

70% v/v di isopropanolo o etanolo denaturato e al 30% di acqua purificata

Pronto all'uso e con una validità di 3 anni

è filtrata a 0.2 micron

Contenuto garantito di endotossine inferiore a 0,25 EU / ml

Doppia busta in polietilene a strappo lineare

Tappi a prova di manomissione

Sterilizzato per irraggiamento gamma a non meno di 25 kGy

I certificati di irradiazione, sterilità e limite di endotossine sono forniti con ogni lotto.

Su richiesta sono disponibili le informazioni complete sugli studi di efficacia, tra cui EN1276, EN1650 e EN13697

Applicazione del Prodotto

E' subito pronto all'uso, può quindi essere utilizzato direttamente sulla superficie garantendo una copertura uniforme. Rimuovere fisicamente i contaminanti dalla superficie utilizzando un panno per camera bianca appropriato e una tecnica di pulizia consigliata per un controllo ottimale della contaminazione.

Codice.	Descrizione	Formato	Imballo
SBT0570IW	Contec Sterile IPA 70% IPA in acqua per iniettabili, spruzzatore a pistola	0.5L	8 flaconi x cassa
SBT170IW	Contec Sterile IPA 70% IPA in acqua per iniettabili, spruzzatore a pistola	1L	6 flaconi x cassa
SBC570I	Contec Sterile IPA 70% IPA in acqua purificata, con tappo a vite	5L	2 flaconi x cassa
SBT0570DEW	Contec Sterile Denatured Ethanol 70% DE in acqua per iniettabili, spruzzatore a pistola	0.5L	8 flaconi x cassa
SBT170DEW	Contec Sterile Denatured Ethanol 70% DE in acqua per iniettabili, spruzzatore a pistola	1L	6 flaconi x cassa
SBC570DE	Contec Sterile Denatured Ethanol 70% DE in acqua purificata, con tappo a vite	5L	2 flaconi x cassa

Utilizza i biocidi in sicurezza. Leggi sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell'utilizzo.